


ウサギ抗ヒト/サル Cd86 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P42081

商品番号: CM0008050



前書き

標識ウサギモノクローナル抗体で、ヒトおよびカニクイザルCD86を標的とし、フローサイトメトリーで検証済みです。CD86は抗原提示細胞上の共刺激分子であり、T細胞活性化に必須です。免疫学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト/サル CD86 mAb
備考/別名	B70; B7-2; B7.2; LAB72; CD28LG2
種	ヒト
遺伝子ID	942 (ヒト)
免疫原	ヒトCD86 (NP_787058.5) のアミノ酸20-241に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P42081
タンパク質分子量	38kDa
輸送	保冷バッグ