


フローサイトメトリー用 ウサギ抗ヒト／サル CD86 モノクローナル抗体 - P42081

商品番号: CM0010361



前書き

ヒトおよびカニクイザル CD86 (B7-2) に特異的な、フローサイトメトリーで検証済みの標識ウサギモノクローナル抗体。T細胞の活性化および共刺激研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト／サル CD86 mAb
備考／別名	B70; B7-2; B7.2; LAB72; CD28LG2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	942
GeneID	942
免疫原	組換えタンパク質；ヒト CD86 (NP_787058.5) のアミノ酸20～241に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P42081
タンパク質分子量	38kDa
輸送	保冷バッグ