


ウサギ抗ヒト/サル Cd8A Mab - P01732

商品番号: CM0012652



前書き

ヒト/サルCD8aを標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済みです。トランスレーショナル研究におけるT細胞サブセット解析および免疫フェノタイピングに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト/サル CD8a mAb
備考/別名	CD8A; CD8; Leu2; MAL; p32; CD8a分子
種	ヒト
遺伝子ID	925
免疫原	ヒトCD8A (NP_001759.3) のアミノ酸22-182に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P01732
タンパク質分子量	21kDa/25kDa/30kDa
配送	アイスパック