


ウサギ抗ヒト/サルCD8A モノクローナル抗体（Fc用） - P01732

商品番号: CM0012388



前書き

で標識されたウサギ由来モノクローナル抗体で、ヒトおよびカニクイザルのCD8aを認識し、フローサイトメトリーに適しています。MHCクラスIを介した免疫応答に参与するT細胞コレセプターを認識します。SWISS: P01732。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト/サルCD8a mAb
備考/別名	CD8; p32; Leu2; CD8alpha
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	925
遺伝子ID	925
免疫原	組換えタンパク質；ヒトCD8A (NP_001759.3) のアミノ酸22～182番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用アッセイ	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P01732
タンパク質分子量	21kDa/25kDa/30kDa
配送方法	氷袋