


ウサギ抗ヒト/サル CD8A モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P01732

商品番号: CM0008022



前書き

フローサイトメトリー（FC）用に検証された、ヒト/サル CD8a を標的とする
結合ウサギモノクローナル抗体。免疫プロファイリング研究における CD8+ T
細胞および細胞障害性リンパ球の同定に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト/サル CD8a mAb
備考/別名	CD8; p32; Leu2; CD8alpha
種	ヒト
GeneID (ヒト)	925
GeneID	925
免疫原	ヒト CD8A (NP_001759.3) のアミノ酸 22-182 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P01732
タンパク質分子量	21kDa/25kDa/30kDa
配送	アイスバッグ