

ウサギ抗ヒト/サル Hla-Dr Mab (Fc用) - P01903

商品番号: CM0011462



前書き

標識ウサギモノクローナル抗体、HLA-DRA (MHC II DR α鎖)

に対する。ヒトおよびカニクイザルの免疫細胞のフローサイトメトリー解析に最適。免疫表現型解析や免疫応答研究に理想的です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト/サル HLA-DR mAb
備考/別名	HLA-DRA1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3122
GeneID	3122
免疫原	ヒト HLA-DRA の組換えタンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P01903
タンパク質分子量	29kDa
輸送方法	保冷剤