

フローサイトメトリー用 標識 ウサギ 抗ヒト/サル Hla-Dr モノクローナル抗体 - P01903

商品番号: CM0010751



前書き

ヒトおよびカニクイザルのHLA-DRα鎖を標的とするABflo

594標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用として検証済み。MHCII抗原提示および免疫応答研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ 抗ヒト/サル HLA-DR モノクローナル抗体
備考/別名	HLA-DRA1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3122
GeneID	3122
免疫原	ヒトHLA-DRA組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P01903
タンパク質分子量	29kDa
輸送	保冷バッグ