

ウサギ抗ヒト/サル Hla-Dr モノクローナル抗体（Fc用） - P01903

商品番号: CM0009214



前書き

ヒトおよびカニクイザルのHLA-DR α鎖を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用に設計されており、免疫プロファイリング研究におけるMHCクラスII発現抗原提示細胞の同定を可能にします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト/サル HLA-DR mAb
備考/別名	HLA-DRA1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	3122
免疫原	ヒトHLA-DRAの組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P01903
タンパク質分子量	29kDa
輸送	保冷バッグ