

ウサギ抗ヒト/サル Hla-Dr モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P01903

商品番号: CM0012592



前書き

ヒト/サル HLA-DR α鎖に対する
標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用に検証済み。免疫学研究におけるMHCクラスII抗原提示の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト/サル HLA-DR mAb
備考/別名	HLA-DRA1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3122
遺伝子ID	3122
免疫原	ヒト HLA-DRA 組換えタンパク質
宿主	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P01903
タンパク質分子量	29kDa
発送	保冷バッグ