


ウサギ抗ヒト/モンキー IgD モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P01880

商品番号: CM0005628



前書き

フローサイトメトリー（FC）用の標識ウサギ抗ヒト/モンキー IgD

モノクローナル抗体です。ヒトおよびアカゲザルでの検証済みです。B細胞の免疫表現型解析やIgDを介した免疫応答の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト/モンキー IgD mAb
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	3495
GeneID	3495
免疫原	組換えタンパク質 ヒトIgDのアミノ酸99～384番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用アッセイ	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト、アカゲザル
SWISS	P01880
タンパク質分子量	42kDa
発送方法	保冷剤