


フローサイトメトリー用ウサギ抗ヒト/カニクイザルIgDモノクローナル抗体 - P01880

商品番号: CM0012776



前書き

フローサイトメトリーで検証済みの標識ウサギ抗ヒト/カニクイザルIgDモノクローナル抗体です。ヒトおよびカニクイザルIgD定常領域を認識します。B細胞受容体研究および液性免疫研究に最適です。分子量は47 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト/カニクイザルIgD mAb
別名	IGHD
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	3495
GeneID	3495
免疫原	ヒトIgDのアミノ酸99～384番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P01880
タンパク質分子量	47kDa
発送方法	保冷剤