


ウサギ抗ヒト/カニクイザル IgD

モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P01880

商品番号: CM0009656



前書き

フローサイトメトリー用 ウサギ抗ヒト/カニクイザル IgD モノクローナル抗体。ヒトおよびカニクイザルの IgD を認識します。B細胞受容体の研究、免疫グロブリン研究、および免疫学的アプリケーションに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト/カニクイザル IgD mAb
備考/別名	IGHD
種	ヒト
遺伝子ID	3495
免疫原	ヒト IgD のアミノ酸 99-384 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P01880
タンパク質分子量	47kDa
配送	アイスバッグ