


フローサイトメトリー用 ウサギ抗ヒト/カニクイザル IgD モノクローナル抗体 - P01880

商品番号: CM0006250



前書き

フローサイトメトリー向けに開発された、ヒト/カニクイザルの免疫グロブリン重鎖定常領域デルタ（IgD）を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体です。ヒトおよびカニクイザルのサンプルで実証済みで、タンパク質分子量は42 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト/カニクイザル IgD mAb
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3495
遺伝子ID	3495
免疫原	組換えタンパク質 ヒトIgDのアミノ酸99～384番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P01880
タンパク質分子量	42kDa
発送方法	保冷剤