

ウサギ抗ヒト/サル IgG Mab - Aaq57561.1

商品番号: CM0008768

前書き

標識ウサギモノクローナル抗体は、ヒトおよびサルのIgG重鎖を標的とします。細胞内フローサイトメトリー（FC intra）アプリケーション用に設計されています。ヒトおよびカニクイザルIgGと交差反応性を示します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ウサギ抗ヒト/サル IgG mAb
種	サル
免疫原	サルIgG（AAQ57561.1）のアミノ酸98-322に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC (intra)
交差反応性	ヒト、カニクイザル
配送	アイスバッグ