

ウサギ抗ヒト／サルIgM Mab - P01871-1

商品番号: CM0007850

前書き

ヒト／サルIgM重鎖定常領域（P01871-1）を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体。IF/ICCおよびフローサイトメトリーでバリデーション済み。診断アッセイ開発におけるB細胞および免疫グロブリン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト／サルIgM mAb
備考／別名	IGHM ; AGM1 ; MU ; VH ; 免疫グロブリン重鎖定常領域ミュー
種	ヒト
GeneID（ヒト）	3507
GeneID	3507
免疫原	ヒトIgM（P01871）のアミノ酸218～453を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	IF/ICC、FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P01871-1
タンパク質分子量	49kDa
輸送条件	保冷バッグ