

ウサギ抗ヒト/サル Igm Mab - P01871-1

商品番号: CM0004538

前書き

ヒトおよびカニクイザルのIgM重鎖定常領域を標的とする標識組換えウサギモノクローナル抗体。免疫蛍光法（IF/ICC、IF-P）およびフローサイトメトリーに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト/サル IgM mAb
備考/別名	IGHM; AGM1; MU; VH; immunoglobulin heavy constant mu
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	3507
遺伝子ID	3507
免疫原	ヒトIgM（P01871）のアミノ酸218-453に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	IF/ICC、IF-P、FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P01871-1
タンパク質分子量	49kDa/51kDa
輸送	保冷剤