


ウサギ抗ヒト/サル IgM モノクローナル抗体（Fc用） - P01871

商品番号: CM0009051



前書き

ヒトIgMの定常領域に特異的な標識ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー（FC）での有効性が確認されています。カニクイザルとも交差反応し、B細胞の免疫表現型解析および液性免疫研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト/サル IgM mAb
備考/別名	MU; VH; AGM1
種	ヒト
遺伝子ID	3507
免疫原	ヒトIgM（P01871）のアミノ酸218～453を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P01871
タンパク質分子量	49 kDa
輸送	保冷バッグ