


フローサイトメトリー用 ウサギ抗ヒト/サル IgM モノクローナル抗体 - P01871

商品番号: CM0012281



前書き

ヒト/サル IgM 重鎖定常領域（P01871）を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用に設計されています。B細胞および液性免疫の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト/サル IgM mAb
備考/別名	MU; VH; AGM1
生物種	ヒト
GeneID（ヒト）	3507
GeneID	3507
免疫原	組換えタンパク質 ヒト IgM（P01871）のアミノ酸 218～453 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P01871
タンパク質分子量	49kDa
輸送条件	保冷バッグ