

ウサギ抗ヒト/サルIgM モノクローナル抗体 If/Icc・Fc用途 - P01871-1

商品番号: CM0011097

前書き

ヒト/カニクイザルIgMに対する高純度ウサギモノクローナル抗体で、で標識されており、免疫蛍光法およびフローサイトメトリーでの使用が検証済みです。分泌型IgM定常領域を標的とします（SWISS: P01871-1）。体液性免疫研究およびIVDアッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト/サルIgM mAb
別名	IGHM; AGM1; MU; VH; immunoglobulin heavy constant mu
対象種	ヒト
GeneID	3507
免疫原	ヒトIgM（P01871）のアミノ酸218～453番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	IF/ICC, FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P01871-1
タンパク質分子量	49kDa
輸送方法	保冷剤