


ウサギ抗ヒト/サル Ki67 モノクローナル抗体 - P46013

商品番号: CM0012228



前書き

細胞内フローサイトメトリー用に設計されたウサギ抗ヒト/サル Ki67

モノクローナル抗体。ヒトKi67増殖マーカーを標的とし、カニクイザルと交差反応性あり。細胞周期および腫瘍学研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト/サル Ki67 mAb
備考/別名	KIA; MIB-; MIB-1; PPP1R105
種	ヒト
GeneID	4288
免疫原	ヒトKi67 (NP_002408.3) のアミノ酸2271-2370に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC (細胞内)
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P46013
タンパク質分子量	319kDa/359kDa
発送	保冷バッグ