

ウサギ抗ヒト/サル Ki67

モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用、細胞内染色） - P46013

商品番号: CM0010317



前書き

標識ウサギモノクローナル抗体、ヒトおよびサルKi67 (P46013)

に対する。細胞内フローサイトメトリー用に設計されており、研究応用において増殖細胞を直接検出することが可能です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト/サル Ki67 mAb
備考/別名	KIA; MIB-; MIB-1; PPP1R105
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4288
免疫原	ヒトKi67 (NP_002408.3) のアミノ酸2271-2370に相当する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー（細胞内染色） (FC (intra))
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P46013
タンパク質分子量	319kDa/359kDa
発送条件	保冷剤（氷袋）