


## フローサイトメトリー用 ウサギ抗ヒト/サル Ki67 モノクローナル抗体 - P46013

商品番号: CM0011365



### 前書き

ヒトKi67に対する蛍光色素標識モノクローナル抗体で、細胞内フローサイトメトリー用に検証済み。カニクイザルと交差反応性あり。増殖および細胞周期研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                              |
|------------|------------------------------------------------|
| 製品名        | ウサギ抗ヒト/サル Ki67 mAb                             |
| 備考/別名      | KiA; MIB-; MIB-1; PPP1R105                     |
| 種          | ヒト                                             |
| 遺伝子ID (ヒト) | 4288                                           |
| 遺伝子ID      | 4288                                           |
| 免疫原        | ヒトKi67 (NP_002408.3) のアミノ酸2271-2370に対応する合成ペプチド |
| 由来         | ウサギ                                            |
| カテゴリー      | モノクローナル抗体                                      |
| 適用         | FC (細胞内)                                       |
| 交差反応性      | ヒト、カニクイザル                                      |
| SWISS      | P46013                                         |
| タンパク質分子量   | 319kDa/359kDa                                  |
| 発送         | 保冷剤入り                                          |