

## ウサギ抗ヒト/サルKi67モノクローナル抗体（細胞内フローサイトメトリー用） - P46013

商品番号: CM0011146



### 前書き

ヒトおよびサルKi67を認識する共役ウサギモノクローナル抗体です。細胞周期および癌研究における細胞増殖の測定を目的とした細胞内フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| 製品名        | ウサギ抗ヒト/サルKi67 mAb                                           |
| 備考/別名      | KIA; MIB-; MIB-1; PPP1R105                                  |
| 対象種        | ヒト                                                          |
| 遺伝子ID (ヒト) | 4288                                                        |
| 遺伝子ID      | 4288                                                        |
| 免疫原        | 合成ペプチド ヒトKi67 (NP_002408.3) のアミノ酸2271~2370番目の配列に対応する合成ペプチド。 |
| 起源         | ウサギ                                                         |
| カテゴリー      | モノクローナル抗体                                                   |
| 用途         | FC (細胞内)                                                    |
| 交差反応性      | ヒト、カニクイザル                                                   |
| SWISS      | P46013                                                      |
| タンパク質分子量   | 319kDa/359kDa                                               |
| 発送         | 氷袋                                                          |