

ウサギ抗ヒト/サル Ki67

モノクローナル抗体（細胞内フローサイトメトリー用） - P46013

商品番号: CM0004283

前書き

増殖マーカーであるKi67を標的とする、結合ウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびカニクイザルのサンプルにおける細胞内フローサイトメトリーで検証済みです。細胞周期およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト/サル Ki67 mAb
備考/別名	KIA; MIB-; MIB-1; PPP1R105
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4288
GeneID	4288
免疫原	合成ペプチド ヒトKi67 (NP_002408.3) のアミノ酸2271-2370内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC (intra)
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P46013
タンパク質分子量	319kDa/359kDa
配送	アイスバッグ