

Fc用 ウサギ抗ヒト／マウス CD276／B7-H3 モノクローナル抗体 - Q5Zpr3-2

商品番号: CM0011499

前書き

フローサイトメトリーでバリデーション済みの標識ウサギ抗ヒト／マウス CD276（B7-H3）モノクローナル抗体。免疫共刺激分子のアイソフォーム2を認識します。予測分子量は約34 kDaで、33／52／57 kDaに検出されます。ヒトおよびマウスと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト／マウス CD276／B7-H3 mAb
備考／別名	CD276 ; 4Ig-B7-H3 ; B7-H3 ; B7H3 ; B7RP-2 ; CD276抗原
種	ヒト
GeneID（ヒト）	80381
GeneID	80381
免疫原	組換えタンパク質；ヒトCD276／B7-H3（NP_079516.1）のアミノ酸29～245に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q5ZPR3-2
タンパク質分子量	33 kDa／52 kDa／57 kDa
輸送	保冷バッグ