

フローサイトメトリー用 Abflo 647 ウサギ抗ヒト/マウス Cd276/B7-H3 モノクローナル抗体 - Q5Zpr3-2

商品番号: CM0011368

前書き

ABflo 647で標識されたCD276（B7-H3）を標的とするウサギモノクローナル抗体で、ヒトおよびマウス検体を用いたフローサイトメトリーでの使用が検証済みです。組換え免疫原により作製され、UniProtはQ5ZPR3-2です。免疫腫瘍学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト/マウス CD276/B7-H3 mAb
別名	B7H3; B7-H3; B7RP-2; 4Ig-B7-H3
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	80381
免疫原	ヒトCD276（NP_079516.1）の amino 酸29～245番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q5ZPR3-2
タンパク質分子量	33kDa/52kDa/57kDa
発送方法	保冷剤