

Rabbit Anti-Human/Mouse Cd276/B7-H3 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - Q5Zpr3-2

商品番号: CM0008351

前書き

標識ウサギモノクローナル抗体（標的：CD276/B7-H3、SWISS: Q5ZPR3-2）。ヒトおよびマウスとの交差反応性を持ち、フローサイトメトリーに適しています。免疫チェックポイント研究および腫瘍微小環境解析に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human/Mouse CD276/B7-H3 mAb
備考/別名	CD276; 4Ig-B7-H3; B7-H3; B7H3; B7RP-2; CD276 antigen
種	ヒト
GeneID (ヒト)	80381
GeneID	80381
免疫原	ヒトCD276/B7-H3 (NP_079516.1) のアミノ酸29-245に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q5ZPR3-2
タンパク質分子量	33kDa/52kDa/57kDa
配送	氷袋