

ウサギ抗ヒト/マウスCd276/B7-H3

モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q5Zpr3-2

商品番号: CM0008003

前書き

共刺激分子であるヒト/マウスCD276/B7-H3を標的とする、結合ウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。アイソフォーム2（Q5ZPR3-2）を認識します。免疫チェックポイント研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト/マウスCD276/B7-H3 mAb
備考/別名	B7H3; B7-H3; B7RP-2; 4Ig-B7-H3
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	80381
遺伝子ID	80381
免疫原	組換えタンパク質：ヒトCD276/B7-H3（NP_079516.1）のアミノ酸29～245番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q5ZPR3-2
タンパク質分子量	33kDa/52kDa/57kDa
発送方法	保冷剤