

ウサギ抗ヒト/マウスCd351/Fcamr モノクローナル抗体 - Q8Wwv6

商品番号: CM0008189

前書き

で標識された、CD351/FCAMRに対する高親和性ウサギモノクローナル抗体です。ヒトおよびマウス検体を用いたフローサイトメトリーで検証済みです。IgA/IgM受容体を介した免疫応答の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト/マウスCD351/FCAMR モノクローナル抗体
別名	CD351; FCA/MR; FKSG87; Fcalpha/muR
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	83953
GeneID	83953
免疫原	ヒトCD351/FCAMR (Q8WWV6-1) のアミノ酸17～450番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q8WWV6
タンパク質分子量	57kDa
発送	氷袋