

ウサギ 抗ヒト/マウス Foxp3 モノクローナル抗体 Fc（細胞内染色用） - Q9Bzs1

商品番号: CM0010070



前書き

細胞内フローサイトメトリー（FC intra）用 ウサギ
抗ヒト/マウス FOXP3

モノクローナル抗体。ヒトおよびマウス FOXP3
と交差反応性あり。Treg研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	ウサギ 抗ヒト/マウス FOXP3 モノクローナル抗体
備考/別名	JM2; AIID; IPEX; PIDX; XPID; DIETER
対象種	ヒト/マウス
GeneID (ヒト)	50943
GeneID	50943
免疫原	合成ペプチド ヒト/マウス FOXP3 (NP_054728.2) のアミノ酸 1-100 に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC (細胞内染色)
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9BZS1
タンパク質分子量	47 kDa/43 kDa/50 kDa/44 kDa
発送方法	保冷バッグ