

ウサギ抗ヒト/マウス インテグリンA5 (Itga5/Cd49E)

モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P08648

商品番号: CM0004140



前書き

で標識された、ヒト/マウス インテグリンα5 (ITGA5, CD49e)

に対するウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み。細胞接着に参与するフィブロネクチン受容体として機能。体外診断用研究および診断アッセイ開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト/マウス インテグリンα5 (ITGA5/CD49e) mAb
備考/別名	FNRA; CD49e; VLA-5; VLA5A
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3678
遺伝子ID	3678
免疫原	ヒト/マウスα5 (ITGA5/CD49e) の組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P08648
タンパク質分子量	115kDa
発送条件	保冷剤（氷袋）