

ウサギ抗ヒト/ヒト Pdgfra (Cd140A) モノクローナル抗体 For Fc - P16234

商品番号: CM0011547



前書き

結合ウサギモノクローナル抗体は、ヒト/マウス PDGFR α (CD140a)

細胞外ドメインを標的とします。フローサイトメトリー (FC)

で検証済み。ヒト、マウスと反応します。がんおよび発生生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト/ヒト PDGFR α /CD140a mAb
備考/別名	PDGFRA; CD140A; PDGFR-2; PDGFR2; GAS9; RHEPDGFRA; platelet-derived growth factor receptor alpha
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5156
GeneID	5156
免疫原	ヒト PDGFR α (NP_006197.1) のアミノ酸 24-524 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P16234
タンパク質分子量	24kDa/82kDa/122kDa
配送	アイスパック