


Rabbit Anti-Human/Mouse Pdgfra/Cd140A Monoclonal Antibody For Fc - P16234

商品番号: CM0010095



前書き

フローサイトメトリー用に検証された、ヒト/マウスPDGFRα/CD140aに対する標識ウサギモノクローナル抗体。発生、創傷治癒、がん研究におけるPDGFシグナリングの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human/Mouse PDGFRα/CD140a mAb
備考/別名	CD140A; PDGFR2; PDGFR-2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5156
遺伝子ID	5156
免疫原	ヒトPDGFRα (NP_006197.1) のアミノ酸24-524に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P16234
タンパク質分子量	24kDa/82kDa/123kDa
配送	氷袋