

ウサギ抗ヒト/マウス/サル Foxp3 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用）- Q9Bzs1

商品番号: CM0009820



前書き

FOXP3に対する結合ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、カンクイザルにおける細胞内フローサイトメトリーでの有用性が検証されています。Tregの同定および免疫機能研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト/マウス/サル FOXP3 mAb
注記/別名	JM2; AHID; IPEX; PIDX; XPID; DIETER
種	ヒト
GeneID	50943
免疫原	合成ペプチド ヒトFOXP3 (NP_054728.2) のアミノ酸1〜100内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC（細胞内）
交差反応性	ヒト、マウス、カンクイザル
SWISS	Q9BZS1
タンパク質分子量	47kDa
発送方法	保冷剤