

ウサギ抗ヒト/マウス/サル Foxp3

モノクローナル抗体（細胞内フローサイトメトリー用）- Q9Bzs1

商品番号: CM0010523



前書き

ヒト、マウス、カニクイザルのFOXP3に特異的な結合
ウサギモノクローナル抗体。細胞内フローサイトメ
トリー用に検証済み。Treg研究や免疫恒常性の研究に最
適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト/マウス/サル FOXP3 mAb
備考/別名	JM2; AIID; IPEX; PIDX; XPID; DIETER
種	ヒト
GeneID (ヒト)	50943
GeneID	50943
免疫原	ヒト FOXP3 (NP_054728.2) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC (細胞内)
交差反応性	ヒト、マウス、カニクイザル
SWISS	Q9BZS1
タンパク質分子量	47kDa
配送	氷袋