


ウサギ抗Ing3ポリクローナル抗体（Wb・Elisa用）- Q9Nxr8

商品番号: CM0024792



前書き

ヒトING3を標的とするウサギポリクローナル抗体。
WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラット
と反応します。NuA4複合体サブユニットであるING3
を検出し、クロマチンおよび転写研究をサポートしま
す。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ING3 Rabbit pAb
備考/別名	Eaf4; ING2; MEAF4; p47ING3; ING3
種	ヒト
GeneID	54556
免疫原	ヒトING3（NP_938008.1）のアミノ酸1-92に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NXR8
タンパク質分子量	47kDa
配送	氷袋