


ウサギ抗Kiaa0101ポリクローナル抗体（WbおよびElisa用） - Q15004

商品番号: CM0013544



前書き

ヒト KIAA0101 (PAF15) を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。DNA修復、細胞周期、がん研究アプリケーションに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	KIAA0101 ウサギ pAb
備考/別名	L5, PAF, OEATC, PAF15, OEATC1, p15PAF, NS5ATP9, OEATC-1, p15/PAF, KIAA0101, p15(PAF)
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9768
遺伝子ID	9768
免疫原	組換えタンパク質 (ヒト KIAA0101 (NP_055551.1) のアミノ酸39-111に対応する配列を含む組換え融合タンパク質)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q15004
タンパク質分子量	12kDa
輸送	保冷バッグ