


ウサギ抗Megalín/Lrp2モノクローナル抗体（If-PおよびFc（細胞内）用） - P98164

商品番号: CM0009403



前書き

ヒトMegalin/LRP2を標的とするウサギモノクローナル抗体。パラフィン切片での免疫蛍光法（IF-P）および細胞内フローサイトメトリー（FC）について検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。エンドサイトーシス、腎臓再吸収、および神経発達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human Megalin/LRP2 Monoclonal Antibody
備考/別名	LRP2, DBS, GP330, LDL receptor related protein 2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4036
GeneID	4036
免疫原	ヒトMegalin/LRP2 (NP_004516.2) のアミノ酸4446-4655に相当する組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	IF-P, FC (intra)
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P98164
タンパク質分子量	521kDa
配送	氷袋