

ウサギ抗サルIgEモノクローナル抗体 (Mab) - Ige

商品番号: CM0005502

前書き

カニクイザルIgEに対するウサギモノクローナル抗体。組換え融合タンパク質免疫原を用いて作製されました。診断および研究用途のフローサイトメトリーに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗サルIgE mAb
備考/別名	IgE; IGHE
種	カニクイザル
免疫原	サルIgE (EHH62331.1) のアミノ酸99-429に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	カニクイザル
配送方法	アイスバック