

ウサギ抗マウス Cd10 モノクローナル抗体 (Fc用) - Q61391

商品番号: CM0007975



前書き

フローサイトメトリー用
標識ウサギモノクローナル抗マウス CD10
(ネプリライシン)
抗体。組換え免疫原を使用し、マウスで検証済み。神経ペプチドおよび心血管研究における重要なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス CD10 モノクローナル抗体
備考/別名	Mme
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	4311
遺伝子ID	17380
免疫原	マウス CD10 (NP_032630.2) のアミノ酸52-750に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q61391
タンパク質重量	86kDa
配送	アイスバッグ