

ウサギ抗マウスCd10 (Mme) モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q61391

商品番号: CM0004322



前書き

マウスCD10（ネプリライシン、Mme）に対する結合ウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリー（FC）での使用が検証済みです。マウスモデルにおける神経ペプチド分解および細胞表面マーカー発現の研究に最適です。 - Q61391

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD10 mAb
備考/別名	Mme
対象種	マウス
GeneID (ヒト)	4311
GeneID	17380
免疫原	マウスCD10 (NP_032630.2) のアミノ酸52〜750番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q61391
タンパク質分子量	86kDa
配送方法	保冷剤