

Rabbit Anti-Mouse Cd10 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - Q61391

商品番号: CM0005220

前書き

フローサイトメトリー用マウスCD10（ネプリライシン）を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。マウスサンプルで検証済み。オピオイドペプチドおよびANFの分解に関与する86kDaの細胞表面メタロプロテアーゼを認識します。免疫表現型解析に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Mouse CD10 mAb
備考/別名	Mme
種	マウス
GeneID (ヒト)	4311
GeneID (マウス)	17380
免疫原	マウスCD10 (NP_032630.2) のアミノ酸52-750に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q61391
タンパク質分子量	86kDa
配送	氷袋