

Rabbit Anti-Mouse Cd102 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P35330

商品番号: CM0007926



前書き

フローサイトメトリー用にで標識された、マウスCD102（ICAM-2）に対するウサギモノクローナル抗体。マウスCD102（31kDaの細胞接着分子で、白血球と血管内皮の相互作用に参与）を認識します。免疫学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Mouse CD102 mAb
備考/別名	CD102; Ly-60; Icam-2
種	Mouse
GeneID (ヒト)	3384
GeneID (マウス)	15896
免疫原	マウスCD102 (NP_034624.1) のアミノ酸20-222に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	Rabbit
カテゴリー	Monoclonal Antibodies
アプリケーション	FC
交差反応性	Mouse
SWISS	P35330
タンパク質分子量	31kDa
配送	Ice bag