

Rabbit Anti-Mouse Cd102 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P35330

商品番号: CM0006084



前書き

フローサイトメトリー（FC）用、マウスCD102（Icam-2）を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体。マウスサンプルに反応性を示し、白血球接着、免疫監視、および内皮細胞相互作用の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Mouse CD102 mAb
備考/別名	CD102; Ly-60; Icam-2
種	Mouse
GeneID (ヒト)	3384
GeneID	15896
免疫原	組換えタンパク質 マウスCD102（NP_034624.1）のアミノ酸20-222に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	Rabbit
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	Mouse
SWISS	P35330
タンパク質分子量	31kDa
配送	氷袋