

ウサギ抗マウスCD103モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用）- Q60677

商品番号: CM0010016

前書き

マウスCD103（インテグリンα-E）を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用に検証済みで、マウスに反応します。リンパ球と上皮細胞の接着研究に有用です。分子量：約129 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD103 mAb
備考／別名	CD103 ; aM290 ; alpha-E1 ; A530055J10 ; alpha-M290
種	マウス
GeneID（ヒト）	3682
GeneID	16407
免疫原	マウスCD103のアミノ酸191～385（NP_032425.2）に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q60677
タンパク質分子量	129 kDa
輸送条件	保冷バッグ