

ウサギ抗マウス Cd105/エンドグリン Mab (Fc用) - Q63961

商品番号: CM0011954

前書き

マウス

CD105/エンドグリンを標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーに適しています。血管新生、TGF-β/BMPシグナル伝達、および血管生物学の研究に使用できます。組換え免疫原。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス CD105/エンドグリン mAb
備考/別名	Endo; CD105; S-エンドグリン
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	2022
遺伝子ID	I3805
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q63961
タンパク質分子量	70kDa
輸送	保冷バッグ