

フローサイトメトリー用 標識 ウサギ 抗マウス Cd105/Endoglin モノクローナル抗体 - Q63961

商品番号: CM0011424

前書き

マウス CD105/Endoglin に対する
標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー、マウス反応性で検証済み。70 kDa。血管新生、血管生物学、TGF- β シグナル伝達研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ 抗マウス CD105/Endoglin モノクローナル抗体
備考/別名	Endo; CD105; S-endoglin
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	2022
遺伝子ID (マウス)	13805
免疫原	マウス CD105 (NP_031958.2) のアミノ酸 27-581 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	マウス
SWISS	Q63961
タンパク質分子量	70kDa
発送	保冷バッグ