

フローサイトメトリー用 ウサギ抗マウスCD105/エンドグリン Mab - Q63961

商品番号: CM0005422

前書き

マウスCD105/エンドグリン（Q63961）を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体です。特異性のために組換え免疫原を使用しており、フローサイトメトリーを用いた血管新生および血管生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD105/エンドグリン mAb
備考/別名	Endo; CD105; S-endoglin
対象種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	2022
遺伝子ID	13805
免疫原	マウスCD105 (NP_031958.2) のアミノ酸27～581番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	マウス
SWISS	Q63961
タンパク質分子量	70kDa
輸送方法	保冷剤