

Rabbit Anti-Mouse Cd112/Nectin-2 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P32507

商品番号: CM0008884



前書き

フローサイトメトリー用標識ウサギ抗マウスCD112/Nectin-

2モノクローナル抗体。T細胞調節因子および接着タンパク質であるnectin-

2を標的とし、免疫調節および細胞接着の研究におけるマウスサンプルに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Mouse CD112/Nectin-2 mAb
備考/別名	MPH; Pvr; Pvs; Cd112; Pvrl2; nectin-2
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	5819
遺伝子ID	19294
免疫原	組換えタンパク質 マウスCD112/Nectin-2 (NP_033016.3) のアミノ酸32-345に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P32507
タンパク質分子量	57kDa
配送	氷袋