

ウサギ抗マウス Cd117/C-Kit モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P05532

商品番号: CM0011525



前書き

フローサイトメトリーで検証済みの標識ウサギモノクローナル抗体。マウスCD117/c-Kit（SWISS: P05532）を標的とします。造血細胞および生殖細胞上の表面受容体を検出し、幹細胞研究および肥満細胞解析に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

仕様	詳細
製品名	ウサギ抗マウス CD117/c-Kit mAb
備考／別名	W, Bs, Fdc, Ssm, SC01, SC05, SOW3, CD117, c-KIT, Tr-kit, Gsfsc01, Gsfsc05, Gsfscow3
種	マウス
GeneID（ヒト）	3815
GeneID	16590
免疫原	マウスCD117/c-Kit（NP_001116205.1）のアミノ酸25～523に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P05532
タンパク質分子量	22kDa/108kDa/109kDa
輸送	保冷剤